



Was bieten mir

Baby-Comp, Lady-Comp und pearly?

Sicherheit	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Zuverlässigkeit (wie viele von 100 Anwenderinnen wurden ungewollt schwanger bei korrekter Anwendung)	Pearl Index 0,7 Klinisch getestet	Pearl Index 0,7 Klinisch getestet	Pearl Index 0,7
Absicherung gegen Datenverlust	✓	✓	✓
Datensicherung ohne Stromversorgung	10 Jahre	10 Jahre	3 Jahre
Methode: Temperaturmessung	✓	✓	✓
Messgenauigkeit des Sensors	0,01° C	0,01° C	0,01° C
Kosten und Service	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Monatliche Kosten bei 4 Jahre Nutzung	14,78 €	10,31 €	8,63 € incl. 1 Service
Empfohlener Verkaufspreis	695,00 €	495,00 €	345,00 €
Lebensdauer	+10 Jahre	+10 Jahre	+10 Jahre
Service	seltenst	seltenst	alle 3 Jahre
Regelmäßige Folgekosten (Batterie, Zyklusausdruck, Softwareupdate)	Keine	Keine	45 € alle 3 Jahre
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Stromversorgung mit Netzteil 110V - 240V + Akku	✓	✓	Batterie
Messfühler auswechselbar (53,00€)	Ja, ohne einsenden	Ja, ohne einsenden	Ja, beim Hersteller
Zyklusauswertung mit Expertenanalyse	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Aufrüstung	Vollständig	Zum Baby-Comp	
Zertifikate und Prüfungen	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Zertifizierte Medizinprodukte Klasse IIb EN ISO 13485:2003 + AC:2007	✓	✓	✓
FDA-Zulassung für den offiziellen Verkauf in den USA, Kanada und Süd-Ost Asien	Nein wegen Planungsebene	✓	
TüV-Zertifikat für elektronische Baugruppen nach ISO 9001: 2000	✓	✓	✓
CE nach DIN 0870	✓	✓	✓
Lebensmittelbescheinigung für den verwendeten Kunststoff beim Sensor	✓	✓	✓
Von Pro Familia als ausgereiftester Zykluscomputer bezeichnet	✓	✓	
Maße	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Durchmesser/ Höhe	14x4cm	14x4cm	10x6x2,5cm
Gewicht	200g	200g	50g

- sicher, einfach, natürlich
- Pearl-Index 0,7
- Medizinprodukte Klasse IIb
- Vorschau auf die Zyklus-Entwicklung der nächsten 6 Tage
- einfache Handhabung
- Messung dauert maximal 1 Minute
- langfristig preiswert da + 10 Jahre Lebensdauer
- natürlich, ohne Nebenwirkungen

Baby-Comp bietet die meisten statistischen Informationen. Er ist seit 1986 auf dem Markt und eignet sich besonders für Paare, die ihre Familie bewusst planen möchten oder ev. Fruchtbarkeitsprobleme haben. Durch seine objektive Datenerfassung und Zyklusanalyse bildet der Baby-Comp eine ideale Grundlage für eine weitergehende Fruchtbarkeitsberatung – wenn sie dann noch nötig sein sollte.

Lady-Comp ist ein komfortabler Assistent in Sachen Verhütung und seit 1997 verfügbar. Basierend auf dem Programm des Baby-Comp bietet der Lady-Comp eine sehr hohe Verhütungssicherheit (wenn man sich an die Anzeigen hält). Dank der Statistikanzeigen können Zyklusunregelmäßigkeiten schnell selbst erkannt werden.

pearly ist besonders klein und handlich und ist genial für alle, die viel unterwegs sind. Er beweist seit 2004 seine Zuverlässigkeit und auch sein „Gehirn“ basiert auf der Programmierung des Baby-Comp. Allerdings zeigt er nur die wichtigsten Infos für die zuverlässige Verhütung an und muss alle 3 Jahre zum Service.

Alle drei Zyklus-Computer basieren auf der selben Software, die den letzten 20 Jahren kontinuierlich verbessert wurde.

Die Anzeige grün = unfruchtbar ist zu 99.3% sicher (Pearl-Index 0,7).

Handhabung	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Integrierter Wecker	✓	✓	✓
Messzeitraum täglich	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden
Messzeit täglich	ca. 1 Minute	ca. 1 Minute	ca. 1 Minute
Beobachtung der Messung möglich	✓	✓	
Interpolation fehlender Messungen	✓	✓	✓
Anpassung des Messzeitpunkts an geänderte Aufwachzeiten	✓	✓	✓
Löschen alter Daten beim Wiederverkauf	✓	✓	✓
Eingaben	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Eingabe der bisherigen Zyklusdaten	✓ 9 Monate	✓ 6 Monate	✓ 3 Monate
Eingabe/Auswertung Body Mass Index (BMI)	✓	✓	
Eingabe des Geschlechtsverkehrs zur Schwangerschaftsplanung	✓		
Anzeigen	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Art des Display	leuchtet, dimmbar, abschaltbar	leuchtet, dimmbar, abschaltbar	LED Display ohne Beleuchtung
Fruchtbarkeitsanzeige sofort/ auf Abruf durch	Leuchtanzeige	Leuchtanzeige	Pfeil a. d. Anzeige
Fruchtbarkeitsanzeige gültig für	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden
Vorausschauende Fruchtbarkeitsprognose	6 Tage	6 Tage	6 Tage
Ankündigung der Menstruation	✓	✓	✓
Ankündigung des Eisprungs	✓	✓	✓
Zyklusrückschau	250 Tage	180 Tage	30 Tage
Durchschnittliche Zykluslänge	✓	✓	
Bisher gemessene Zyklen	✓	✓	
Temperaturanstieg beim Eisprung	✓	✓	
Ovulationsschwankungsbreite (=unregelmäßiger Zyklus)	✓	✓	
Zyklen ohne Eisprung	✓		
Gelbkörperunterfunktion in % (=Zyklusstörung)	✓		
Mittlere Temperaturhochlage	✓		
Schwangerschaftsplanung	✓	Bedingt	Bedingt
Anzeige einer möglichen Schwangerschaft nach dem Eisprung	4-5 Tage		
Anzeige einer wahrscheinlichen Schwangerschaft nach dem Eisprung	15 Tage	18 Tage	
Anzeige aller Planungstreffer	✓		
wahrscheinliches Empfängnis-/ Geburtsdatum	✓		
Anzeige mögliches. Geschlecht des Kindes	✓		

Nutzen Sie unsere persönliche Beratung wann immer Sie Zweifel oder Fragen haben!

Ausgebildete Beraterinnen für Natürliche Familienplanung (NFP) stehen für Sie individuell bei allen Fragen zu Verhütung oder Kinderwunsch zur Verfügung.

Rufen Sie uns an.



Beratung & Vertrieb NRW:

DITA e.K.
Lady-Comp NRW
Hubertusweg 38
DE-41466 Neuss
www.dita.de

Petra Schenke
NFP-Beraterin
+49 (0)2131 3862 300
00800 400 200 88
petra@dita.de